

Augenpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
OK 20	Edelstahl	100 mm	0,7 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette gerade OK 20	OK 20
OK 20	Titan	100 mm	0,7 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette gerade OK 20/T	OK 20/T
OK 21	Edelstahl	100 mm	0,7 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette leicht gebogen OK 21	OK 21
OK 21	Titan	100 mm	0,7 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette leicht gebogen OK 21/T	OK 21/T
OK 22	Edelstahl	100 mm	0,7 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette gebogen OK 22	OK 22
OK 22	Titan	100 mm	0,7 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette gebogen OK 22/T	OK 22/T
OK 23	Edelstahl	100 mm	1,0 mm	Chirurgische Regenbogenhautpinzette gerade OK 23	OK 23
OK 23	Titan	100 mm	1,0 mm	Chirurgische Regenbogenhautpinzette gerade OK 23/T	OK 23/T

Augenpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
OK 24	Edelstahl	100 mm	1,0 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette leicht gebogen OK 24	OK 24
OK 24	Titan	100 mm	1,0 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette leicht gebogen OK 24/T	OK 24/T
OK 25	Edelstahl	100 mm	1,0 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette gebogen OK 25	OK 25
OK 25	Titan	100 mm	1,0 mm	Anatomische Regenbogenhautpinzette gebogen OK 25/T	OK 25/T
OK 45	Edelstahl	100 mm	-	Augenpinzette fein gebogen OK 45	OK 45
OK 45	Titan	100 mm	-	Augenpinzette fein gebogen OK 45/T	OK 45/T
OK 30	Edelstahl	90 mm	3,8 mm	Epilationspinzette BEER OK 30	OK 30
OK 30	Titan	90 mm	3,8 mm	Epilationspinzette BEER OK 30/T	OK 30/T
OK 29	Edelstahl	80 mm	2,0 mm	Epilationspinzette schmal OK 29	OK 29
OK 29	Titan	80 mm	2,0 mm	Epilationspinzette schmal OK 29/T	OK 29/T

Augenpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
OK 31	Edelstahl	100 mm	0,4 mm	Anatomische Augenpinzette gerade A-100 OK 31	OK 31
OK 31	Titan	100 mm	0,4 mm	Anatomische Augenpinzette gerade A-100 OK 31/T	OK 31/T
OK 32	Edelstahl	100 mm	0,4 mm	Anatomische Augenpinzette gebogen A-100 OK 32	OK 32
OK 32	Titan	100 mm	0,4 mm	Anatomische Augenpinzette gebogen A-100 OK 32/T	OK 32/T
OK 33	Edelstahl	100 mm	0,6 mm	Chirurgische Augenpinzette gerade B-100 OK 33	OK 33
OK 33	Titan	100 mm	0,6 mm	Chirurgische Augenpinzette gerade B-100 OK 33/T	OK 33/T
OK 34	Edelstahl	100 mm	0,6mm	Chirurgische Augenpinzette gebogen B-100 OK 34	OK 34
OK 34	Titan	100 mm	0,6 mm	Chirurgische Augenpinzette gebogen B-100 OK 34/T	OK 34/T

Augenpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
OK 35	Edelstahl	100 mm	0,5 mm	Augenpinzette gebogen, mit Stift A-100 OK 35	OK 35
OK 35	Titan	100 mm	0,5 mm	Augenpinzette gebogen, mit Stift A-100 OK 35/T	OK 35/T
OK 36	Edelstahl	100 mm	0,7 mm	Augenpinzette gebogen A-100 OK 36	OK 36
OK 36	Titan	100 mm	0,7 mm	Augenpinzette gebogen A-100 OK 36/T	OK 36/T
OK 37	Edelstahl	130 mm	0,7 mm	Augenpinzette gebogen A-130 OK 37	OK 37
OK 37	Titan	130 mm	0,7 mm	Augenpinzette gebogen A-130 OK 37/T	OK 37/T
OK 38	Edelstahl	130 mm	1,0 mm	Augenpinzette gebogen B-130 OK 38	OK 38
OK 38	Titan	130 mm	1,0 mm	Augenpinzette gebogen B-130 OK 38/T	OK 38/T