

## Dentalpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
ST 10	Edelstahl	160 mm	2,5 mm	Zahnpinzette gerade ST 10 A-160:2,5	ST10
ST 10	Titan	160 mm	2,5 mm	Zahnpinzette gerade ST 10/T A-160:2,5	ST10/T
ST 11	Edelstahl	160 mm	2,5 mm	Zahnpinzette gerade, glatt ST 11 A-160:2,5	ST11
ST 11	Titan	160 mm	2,5 mm	Zahnpinzette gerade, glatt ST 11/T A-160:2,5	ST11/T
ST 12	Edelstahl	160 mm	1,2 mm	Zahnpinzette gerade ST 12 A-160:1,2	ST12
ST 12	Titan	160 mm	1,2 mm	Zahnpinzette gerade ST 12/T A-160:1,2	ST12/T
ST 13	Edelstahl	160 mm	1,2 mm	Zahnpinzette gerade, glatt ST 13 A-160:1,2	ST13
ST 13	Titan	160 mm	1,2 mm	Zahnpinzette gerade, glatt ST 13/T A-160:1,2	ST13/T
ST 14	Edelstahl	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt ST 14	ST14
ST 14	Titan	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt ST 14/T	ST14/T
ST 14/1	Edelstahl	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt ST 14/1	ST14/1
ST 14/1	Titan	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt ST 14/1/T	ST14/1/T
ST 15	Edelstahl	160 mm	Ø 4 mm	Zahnpinzette für Amalgam ST 15	ST15
ST 15	Titan	160 mm	Ø 4 mm	Zahnpinzette für Amalgam ST 15/T	ST15/T

## Dentalpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
ST 16	Edelstahl	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gewinkelt ST 16	ST16
ST 16	Titan	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gewinkelt ST 16/T	ST16/T
ST 17	Edelstahl	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gewinkelt, glatt ST 17	ST17
ST 17	Titan	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gewinkelt, glatt ST 17/T	ST17/T
ST 18	Edelstahl	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gekröpft ST 18	ST18
ST 18	Titan	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gekröpft ST 18/T	ST18/T
ST 19	Edelstahl	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt ST 19	ST19
ST 19	Titan	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt ST 19/T	ST19/T
ST 20	Edelstahl	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette sichelförmig ST 20	ST20
ST 20	Titan	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette sichelförmig ST 20/T	ST20/T
ST 21	Edelstahl	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette sichelförmig, glatt ST 21	ST21
ST 21	Titan	160 mm	0,5 mm	Zahnpinzette sichelförmig, glatt ST 21/T	ST21/T
ST 22	Edelstahl	160 mm	0,8 mm	Zahnpinzette gekröpft, mit Verschluss ST 22	ST22
ST 22	Titan	160 mm	0,8 mm	Zahnpinzette gekröpft, mit Verschluss ST 22/T	ST22/T
ST 23	Edelstahl	150 mm	0,8 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt, mit Verschluss ST 23	ST23
ST 23	Titan	150 mm	0,8 mm	Zahnpinzette gekröpft, glatt, mit Verschluss ST 23/T	ST23/T

## Dentalpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
ST 24	Edelstahl	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette COLLEGE gewinkelt ST 24	ST24
ST 25	Edelstahl	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette COLLEGE gewinkelt, glatt ST 25	ST25
ST 26	Edelstahl	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette COLLEGE gekröpft ST 26	ST26
ST 26	Titan	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette COLLEGE gekröpft ST 26/T	ST26/T
ST 27	Edelstahl	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette COLLEGE gekröpft ST 27	ST27
ST 28	Edelstahl	160 mm	0,8 mm	Zahnpinzette FLAGG gewinkelt ST 28	ST28
ST 29	Edelstahl	160 mm	0,8 mm	Zahnpinzette FLAGG gewinkelt, glatt ST 29	ST29
ST 30	Edelstahl	160 mm	0,8 mm	Zahnpinzette MERIAM gekröpft ST 30	ST30
ST 30	Titan	160 mm	0,8 mm	Zahnpinzette MERIAM gekröpft ST 30/T	ST30/T

## Dentalpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
ST 32	Edelstahl	130 mm	1,0 mm	Zahnpinzette PERRY gebogen ST 32	ST 32
ST 33	Edelstahl	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette LONDON COLLEGE gebogen ST 33	ST 33
ST 34	Edelstahl	150 mm	1,0 mm	Zahnpinzette LONDON COLLEGE gebogen, glatt ST 34	ST 34
ST 97	Edelstahl	130 mm	2,5 mm	Implantatpinzette ST 97	ST 97
ST 97	Titan	130 mm	2,5 mm	Implantatpinzette ST 97/T	ST 97/T
ST 97/A	Edelstahl	90 mm	2,0 mm	Implantatpinzette ST 97/A	ST 97/A
ST 97/A	Titan	90 mm	2,0 mm	Implantatpinzette ST 97/A/T	ST 97/A/T
ST 98	Edelstahl	115 mm	0,5 mm	Plattenpinzette gewinkelt ST 98	ST 98
ST 98	Titan	115 mm	0,5 mm	Plattenpinzette gewinkelt ST 98/T	ST 98/T
ST 99	Edelstahl	100 mm	4,5 mm	Zahnpinzette mit Kanal ST 99	ST 99
ST 99	Titan	100 mm	4,5 mm	Zahnpinzette mit Kanal ST 99/T	ST 99/T

## Dentalpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
ST 75	Edelstahl	160 mm	3,0 mm	Zahnpinzette für Ligatur ST 75	ST 75
ST 75	Titan	160 mm	3,0 mm	Zahnpinzette für Ligatur ST 75/T	ST 75/T
ST 76	Edelstahl	160 mm	1,2 mm	Zahnpinzette mit gefältem Ende, gerade ST 76	ST 76
ST 76	Titan	160 mm	1,2 mm	Zahnpinzette mit gefältem Ende, gerade ST 76/T	ST 76/T
ST 77	Edelstahl	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette mit gefältem Ende, gewinkelt ST 77	ST 77
ST 77	Titan	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette mit gefältem Ende, gewinkelt ST 77/T	ST 77/T
ST 78	Edelstahl	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette mit gefältem Ende, gebogen ST 78	ST 78
ST 78	Titan	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette mit gefältem Ende, gebogen ST 78/T	ST 78/T

## Dentalpinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
ST 86	Edelstahl	130 mm	4,0 mm	Selbstschließende Pinzette BRACKET ST 86	ST 86
ST 86	Titan	130 mm	4,0 mm	Selbstschließende Pinzette BRACKET ST 86/T	ST 86/T
ST 86/A	Edelstahl	115 mm	0,5 mm	Selbstschließende Pinzette fein ST 86/A	ST 86/A
ST 86/A	Titan	115 mm	0,5 mm	Selbstschließende Pinzette fein ST 86/A/T	ST 86/A/T
ST 87	Edelstahl	155 mm	4,0 mm	Selbstschließende Pinzette MILLER ST 87	ST 87
ST 87	Titan	155 mm	4,0 mm	Selbstschließende Pinzette MILLER ST 87/A	ST 87/T
ST 88	Edelstahl	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette ST 88	ST 88
ST 88	Titan	160 mm	1,0 mm	Zahnpinzette ST 88/T	ST 88/T