

Gewebe Fasspinzetten




Bild	Material	Länge	Spitze	Bezeichnung	Bestellnummer
MK 18	Edelstahl	100 mm	Ø 3 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 18	MK 18
MK 18	Titan	100 mm	Ø 3 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 18/T	MK 18/T
MK 19	Edelstahl	100 mm	Ø 6 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 19	MK 19
MK 19	Titan	100 mm	Ø 6 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 19/T	MK 19/T
MK 20	Edelstahl	100 mm	6x8 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 20	MK 20
MK 20	Titan	100 mm	6x8 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 20/T	MK 20/T
MK 21	Edelstahl	100 mm	8x10 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 21	MK 21
MK 21	Titan	100 mm	8x10 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 21/T	MK 21/T
MK 38	Edelstahl	100 mm	Ø 11 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 38	MK 38
MK 38	Titan	100 mm	Ø 11 mm	Fasspinzette für Gewebe MK 38/T	MK 38/T