




# Lidhalter




OK 10





OK 11



OK 12



OK 13



OK 14



Bild	Material	Länge	Breite	Bezeichnung	Bestellnummer
OK 10	Edelstahl	140 mm	10 mm	Lidhalter DESMARRES klein	OK 10
OK 11	Edelstahl	140 mm	14 mm	Lidhalter DESMARRES mittel	OK 11
OK 12	Edelstahl	140 mm	15 mm	Lidhalter DESMARRES groß	OK 12
OK 13	Edelstahl	140 mm	12 / 14	Lidhalter ROSTKOWSKI für Kinder	OK 13
OK 14	Edelstahl	140 mm	16 / 18	Lidhalter ROSTKOWSKI für Erwachsene	OK 14